




FICHE MARCHÉS

# DRUGCAM®



MARCHÉ ACTIF

Faites appel à l'intelligence vidéo numérique pour la sécurisation de vos préparations médicamenteuses en environnement Hotte/Isolateur.

Gains estimés

**20%**

en moyenne

Titulaire

EUREKAM



Moyen d'accès



CENTRALE D'ACHAT

Durée du marché



**4 ans**

Février 2021 à février 2025

## Descriptif du marché

La solution Drugcam® est un assistant de fabrication (en chimiothérapie ou pour le vaccin Covid par exemple) embarquant des technologies d'analyse d'images et d'Intelligence Artificielle (IA). Son système de vision couplé à l'IA, supervise et vérifie les étapes de la préparation par rapport à un référentiel et permet de libérer en toute sécurité les poches ou seringues préparées.

Le système aide à lutter contre les erreurs de préparations médicamenteuses en mettant la technologie au service du savoir-faire humain.

La solution Drugcam® donne des directives de fabrication en mode dynamique avec :

- Un contrôle en temps réel du produit via une analyse d'images ou un code datamatrix;
- Un contrôle en temps réel de la dose prélevée;
- Un contrôle en temps réel de l'étiquette patient.



## Les points forts

- Remplacement du double contrôle visuel humain.
- Enregistrement complet de la fabrication, reconnu comme un élément indispensable de sécurité et de caution juridique.
- Assistant vidéo intelligent.
- Contrôle automatisé des étapes de fabrication en temps réel.
- Sauvegarde numérique de l'ensemble des données.
- Possibilité d'accéder à de la maintenance seule pour les établissements déjà équipés.
- Offre accessible en location sur 3 ou 5 ans.



## Marché applicable au COVID

Lors du renouvellement de ce marché, le périmètre d'utilisation de la solution DRUGCAM® a été élargi : cette solution peut être utilisée pour sécuriser la préparation des vaccins anti-Covid.

## Descriptif du lot

### Lot Unique

- Accord cadre mono attributaire à bons de commandes.
- Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
- Exclusivité de maintenance et de commercialisation pour la France Métropolitaine et les DROM-COM.
- Choix entre une offre d'achat ou une offre de location.

## Témoignage

“ Depuis le début de la vaccination, pour des raisons de sécurité et d'optimisation des doses, nous avons décidé de centraliser la dilution des flacons du vaccin cominarty ainsi que le conditionnement des doses vaccinales en seringues prêt à l'emploi.

Nous avons pour cela « détourné » l'outil Drugcam, habituellement utilisé pour la sécurisation des chimiothérapies anticancéreuses.

Nous contrôlons donc l'identité du flacon, le volume de dilution ainsi que les volumes de doses vaccinales prêtes à être injectées en intra musculaire.

L'outil Drugcam est suffisamment universel pour répondre aux exigences concernant les seringues de vaccination et permettre une traçabilité totale des préparations.

Toutefois, le besoin est massif et la stabilité courte du vaccin dilué nous imposent des contraintes importantes de productivité.

Ainsi nous testons une déclinaison de l'outil Drugcam, en utilisant les algorithmes habituels, mais avec une simplification du logiciel et des instructions facilitant les campagnes de production correspondant toujours à des doses uniques (Cette déclinaison miniaturisée peut être utilisée sur un paillasse de soins classiques)

Ce nouvel outil, adapté à la vaccination à partir de flacons multidoses, permettra également de prendre en charge les différents vaccins et flacons qui vont co-exister dans nos hôpitaux et centres de vaccination, ainsi que le contrôle des doses qui pourront être différentes selon les laboratoires. ”

Dr Benoit Le Franc, Pharmacien hospitalier chef de service, GH Littoral Atlantique - Hôpitaux La Rochelle Ré Aunis.

## Bon usage

- Garantie contractuelle de 2 ans.
- Quand une erreur est commise une alerte apparaît sur l'écran et le processus ne peut reprendre qu'une fois l'erreur rectifiée.
- Chaque étape clé va être contrôlée, filmée, enregistrée.
- Le pharmacien à distance récupère les informations qui sont organisées afin de lui faciliter la libération pharmaceutique.
- La Drugcam® s'adapte aux principaux isolateurs ou hottes utilisés dans les PUI.
- Interfaçage avec tous les logiciels de prescription ((CHIMIO® ,ASCLEPIOS® , TimeWise Chimio® par exemple).



## Nous rejoindre

### Vous êtes adhérent UniHA ?

Ce marché est accessible à n'importe quel moment par le biais de la centrale d'achat UniHA, en demandant une convention de mise à disposition en ligne sur [www.uniha.org](http://www.uniha.org).

### Vous souhaitez adhérer à UniHA ?

Contactez le service Relations Etablissements à [contact@uniha.org](mailto:contact@uniha.org) ou par téléphone au 04 86 80 04 78.



## Informations auprès de la filière Dispensation Produits De Santé

COORDONNATEUR : Vincent LAUBY - [vincent.lauby@ch-troyes.fr](mailto:vincent.lauby@ch-troyes.fr)

ACHETEURS :

▪ Anne-Laure GUIRAUD - 06 23 30 31 86 - [anne-laure.guiraud@uniha.org](mailto:anne-laure.guiraud@uniha.org)

▪ Vanessa MENDES - 06 83 33 66 63 - [vanessa.mendes@uniha.org](mailto:vanessa.mendes@uniha.org)

ASSISTANTE ACHAT : Julie COUSTILLET-JADOT - 03 25 49 72 86 - [julie.jadot@uniha.org](mailto:julie.jadot@uniha.org)

